

Mehr Erfolg mit Ihrem Hörsystem durch Zubehör



Moderne Hörsysteme

Entwicklung der Hörtechnik

Enorme Fortschritte bei ...

- Leistungsfähigkeit der Hörgeräte-Chips
- Verarbeitung von Sprache und Störgeräuschen
- Natürlicher Klang –
Frequenzübertragung > 10 kHz
- Mikrofontechnik
- Rückkopplungssicherheit
- Offene Anpassungen
- Baugröße & Design
- **Zubehör**



Moderne Hörsysteme mit Funktechnologie WidexLink

Orientierung am natürlichen Hören durch
Kommunikation zwischen beiden Hörgeräten

- Natürlicher Klang
- Verbesserung der Orientierung
/Richtungshören
- Beidohriges Telefonieren
- Hoher Bedienkomfort




InterEar Kommunikation

Anbindung von Kommunikationszubehör

Moderne Hörsysteme

HighTech in Miniaturformat



Widex Systemlösungen

Vorteile im Alltag



Widex Systemlösungen

Vorteile im Alltag

Klang- und Lautstärkeverluste z.B. bei ...

Fernsehen

- Entfernung zum Fernseher (ca. 3m)
- Lautstärke



Widex Systemlösungen

Vorteile im Alltag

Klang- und Lautstärkeverluste z.B. bei ...

Oder Telefonieren

- Telefonlautstärke
- Telefonübertragung (- ca.3000 Hz)
- Position Telefonhörer



Widex DEX-Systemlösungen

Für mehr Hör- und Sprachkomfort

Fernsteuerung



RC-DEX2
Preference-Control

Fernsehen



TV-DEX

Telefonieren Festnetz



Phone-DEX

Mobil-Telefonieren



Uni-DEX



Call-DEX



COM-DEX

RC-Dex

Miniaturfernbedienung



RC-Dex

Miniaturfernbedienung

Elegant und praktisch

Mehr Hörbarkeit

Programmtaster

Mehr Hörkomfort



Ein-/Aus-Schalter



Reichweite:
1 Meter

WidexLink

Reichweite: 1 m

Batterie: 12-18 Monate



WIDEX
HÖRGERÄTE


TV-Dex

Fernsehen & Musik in brillanter Klangqualität



TV-Dex

Fernsehen & Musik in brillanter Klangqualität



Phone-Dex mit WidexLink-Funktechnologie



Phone-Dex mit WidexLink-Funktechnologie

Phone-Dex –

Weltweit einziges schnurloses
Telefon, das direkt mit den
Hörsystemen kommuniziert



Phone-Dex mit WidexLink-Funktechnologie

**Automatische Abstimmung mit jedem
Widex-Hörsystem in Echtzeit!**



1. Auspacken
2. Phone-Dex anschließen (analoge TAE-Buchse)
3. Telefonieren

Für normalhörende Menschen ebenso geeignet

Phone-Dex mit WidexLink-Funktechnologie

Einzigartige Vorteile:

- Einfachste Handhabung
- Rückkopplungsfreies Telefonieren
- Optimales, beidohriges Telefonieren
- Unabhängig von der Telefonhaltung
- Kein Zusatzgerät
- Standardtelefon für die ganze Familie



Call-Dex

Einfach Mobil Telefonieren



Call-Dex

Einfach Mobil Telefonieren

3,5 mm
Klinken-Stecker

Batterie ZL10



- Für alle Mobiltelefone mit 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang
- Keine Abstimmung mit dem Telefon
- Batterielaufzeit: ca. 1 Woche



Uni-Dex

Kabelgebundenes Headset



Uni-Dex

Kabelgebundenes Headset



**Headset für
Mobiltelefone &
Drahtlose Übertragung**
von Audiosignalen
in die Hörsysteme



COM-Dex

Drahtlos Headset und App-Lösung




Widex COM-Dex

Drahtlos Headset-Lösung mit WidexLink

- Drahtloses Telefonieren „**HandsFree**“
- Drahtlose Audioübertragung (Skype ...)
- Brillanter Klang durch WidexLink
- Klein und leicht
- Intuitive Bedienung
- Stummschaltung der Hörgerätemikrofone

2 attraktive Farben



Widex COM-App

Für iPhones und Android-Smartphones

Intelligente Verbindung mit COM-Dex und COM-App

Funktionen:

- Fernsteuerungsfunktion
- Statusinformationen
- Informationssystem

iPhone/iPad

- Betriebssystem: iOS
ab 8.0 (ab iPhone 4S)

Android-Smartphone

- Betriebssystem: Android
ab Version 4.4




WIDEX
HÖRGERÄTE

Widex COM-App

Für iPhones und Android-Smartphones

Fernsteuerungsfunktionen



Kundenpräferenz
und Mikrofon-
Stummschaltung



Programmwahl



FreeFocus




Widex COM-App

Für iPhones und Android-Smartphones

Status- und Systeminformationen



Informationssystem



Anleitungen zum
Hörsystem oder
COM-Dex



Anzeige für
Akku-Status oder
Verbindung



Vielen Dank!

Manuel Abt, Hörakustik
Widex Hörgeräte GmbH

